

STYLAGE®

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ

- Рекомендуется использовать крем с высокой степенью солнечной защиты в течение двух недель после процедуры.
- Не рекомендуется наносить макияж в течение двенадцати часов после инъекции и, подвергать обработанную зону тепловому воздействию (УФ, сауна, турецкая баня) или экстремальному холоду, по крайней мере, до тех пор пока потенциальные постинъекционные эффекты как отёк и/или покраснение не исчезнут.
- Практикующий врач должен предупредить пациента о том, что он должен держать его в курсе каких-либо “ненормальных” последствиях развития обрабатываемой области.

STYLAGE®

Меры предосторожности при использовании

- Настоятельно рекомендуется получить однозначное согласие пациента до начала процедуры.
- Для пациентов с известной медицинской историей, или пациентов имеющих известное аутоиммунное заболевание, практикующий врач должен принять решение индивидуально, в зависимости от характера заболевания и связанных с ним процедур. Данным пациентам необходимо обеспечить особенно тщательный контроль, в частности, предложив повторное обследование перед инъекцией, и не производить процедуру в случае если болезнь прогрессирует.
- Пациенты перенёвшие стрептококковую болезнь, возвратную стенокардию или острый суставной ревматизм, должны пройти повторное обследование перед любой инъекцией. В случае острого суставного ревматизма с сердечной локализацией, проведение инъекций не рекомендуется.
- В течении недели до проведения инъекции следует избежать принятие таких препаратов как: аспирин, НПВС (Нестероидные противовоспалительные препараты), препаратов препятствующих агрегации тромбоцитов, антикоагулянтов и витамина С.
- Мы не рекомендуем вводить препараты STYLAGE® в области, ранее подвергавшиеся инъекциям иных препаратов, так как для таких случаев не имеется никаких клинических данных.

STYLAGE®

Меры предосторожности при использовании

- Смешивание с иными продуктам и не рекомендуется.
- Возможно использование канюль с тупым концом (стерильные, с маркировкой CE и конусообразным основанием) В этом случае практикующий врач должен:
 - ✓ Выбрать канюлю соответствующего размера (калибр и длина) для коррекции
 - ✓ Строго соблюдать условия стерильности (особенно при предварительной инъекции)
 - ✓ Вводить препарат медленно и подкожно.
- Не использовать препарат, если повреждена упаковка (шприц, блистерная упаковка, мембрана упаковки).
- Выбросьте шприц и остаточный продукт в после инъекции, а также иглы / канюли в соответствующий коллектор, в соответствии с законодательными нормами Вашей страны.
- Каждый шприц с препаратом STYLAGE® предназначен для одноразового использования. Не используйте повторно.
- Препарат должен быть использован только для одного пациента, для избежания какого-либо риска перекрёстного заражения.
- После вскрытия, в любом случае препарат не может быть повторно стерилизован, даже если препарат не использовался.